

## Désignation

- Portoir

## Référence

- 039739

## Unité de vente

1 Portoir



---

## Description

Peut contenir jusqu'à 100 lames de microscope dans 50 emplacements numérotés (peut contenir 2 lames / emplacement). Les diapositives à code-barres peuvent être lues sans les sortir du rack. Vidangez les trous au bas du bac.



## Caractéristiques techniques

- En High Impact Polystyrene (HIPS)
- Plage de température : -80 °C à +80 °C
- Non autoclavable
- Dimensions: 75 x 125 x 25 mm
- Coloris : jaune