

FICHE TECHNIQUE

Référence	039762
Désignation	Histosette 2



Description :

- ✓ En polymère d'acétal
- ✓ A couvercle à fermeture de sécurité, monté sur la cassette
- ✓ Coloris : blanc
- ✓ Ouvertures carrées de 1 mm pour maximiser l'échange de fluide
- ✓ Zone d'écriture non obstruée à un angle de 45° pour rendre la cassette plus appropriée pour être utilisée avec certains types d'instruments d'étiquetage de cassette

Unité de vente :

500 Histosettes 2
