

FICHE TECHNIQUE

Référence	039765
Désignation	Histosette 2



Description :

- ✓ Cassette de biopsie particulièrement conçue pour recevoir des échantillons de biopsie pendant les opérations d'inclusion, de préparation et d'entreposage
- ✓ En polymère d'acétal
- ✓ Maintient les échantillons immergés dans un liquide en toute sécurité
- ✓ Cassette d'inclusion résistant à la plupart des solvants utilisés en histologie
- ✓ Ouvertures carrées d'1 mm pour maximiser l'échange de fluide et garantir un drainage adéquat
- ✓ A couvercle à fermeture de sécurité, monté sur la cassette
- ✓ Conception de la charnière avant qui permet la manipulation d'une seule main
- ✓ Zone d'écriture non obstruée à un angle de 45°
- ✓ Coloris : jaune

Unité de vente :

500 Histosettes 2
