


FICHE TECHNIQUE

Référence	039795
Désignation	Cryotube



Description :

- ✓ A filetage externe
- ✓ Fond conique
- ✓ Stériles
- ✓ RNase et DNase free
- ✓ Non pyrogène
- ✓ Polypropylène gradué
- ✓ Jupe crantée pour le blocage sur portoir
- ✓ Excellente étanchéité
- ✓ Capuchon vissant coiffant éliminant les risques de contamination
- ✓ Sans joint
- ✓ Avec lèvres de scellé
- ✓ Volume 1,2 ml
- ✓ Dimensions (Ø x h) 12,5 x 41 mm

Unité de vente :

100 Cryotubes