

FICHE TECHNIQUE

Référence	039796
Désignation	Cryotube 2ml



Description :

- ✓ En polypropylène
- ✓ Stérile – exempt de DNase, RNase, pyrogènes
- ✓ Gradué
- ✓ A filetage externe
- ✓ Avec capuchon vissant coiffant éliminant les risques de contamination
- ✓ Sans joint
- ✓ Avec lèvres de scellé
- ✓ Excellente étanchéité
- ✓ Fond rond
- ✓ Volume 2 ml
- ✓ Dimensions (∅ x h) : 12.5 x 46 mm

Unité de vente :

100 Cryotubes 2 ml
