

FICHE TECHNIQUE

Référence	039797
Désignation	Cryotubes 2 ml à filetage externe



Description :

- ✓ En polypropylène
- ✓ Gradués
- ✓ Fond rond
- ✓ Stériles, sans DNase et RNase, sans pyrogènes
- ✓ Jupe crantée pour le blocage sur portoir
- ✓ Excellente étanchéité
- ✓ Capuchon vissant coiffant éliminant les risques de contamination
- ✓ Filetage externe
- ✓ Sans joint
- ✓ Avec lèvres de scellé
- ✓ Volume : 2 ml
- ✓ Dimensions (Øxl) 12,5 x 48 mm

Unité de vente :

100 Cryotubes 2 ml à filetage externe
