


FICHE TECHNIQUE

Référence	039800
Désignation	Cryotube 5ml



Description :

- ✓ En polypropylène
- ✓ Stérile
- ✓ RNase et DNase free
- ✓ Non pyrogène
- ✓ Fond rond
- ✓ Avec graduations
- ✓ Avec jupe crantée pour le blocage sur portoir
- ✓ Excellente étanchéité
- ✓ Capuchon vissant coiffant éliminant les risques de contamination
- ✓ A filetage externe
- ✓ Sans joint
- ✓ Avec lèvres de scellé
- ✓ Volume 5 ml
- ✓ Dimensions (Ø x h) 12,5 x 90 mm

Unité de vente :

100 Cryotubes 5 ml