

## FICHE TECHNIQUE

---

<b>Référence</b>	039802
<b>Désignation</b>	MICROTUBES



---

### Description :

- ✓ Housse en polystyrène
- ✓ Base en polystyrène résistant aux chocs
- ✓ Le couvercle comporte des carrés numérotés pour une identification facile
- ✓ Deux coins du couvercle et de la base sont coupés pour l'alignement
- ✓ Flacons visibles à travers le couvercle transparent
- ✓ Collecteur de Flacons inclus avec chaque boîte
- ✓ Bouches d'aération minimisant la condensation
- ✓ Egoutter les trous sous la base
- ✓ Empilable

### Certificats :

- ✓ Non stérile

### Caractéristiques techniques :

- ✓ Pour Volume de 1 à 2 ml
- ✓ 100 Places
- ✓ Couleur : Bleu
- ✓ Dimension : 133 X 133 X 52 H

### Unité de vente :

4 boites

---