

FICHE TECHNIQUE

| | |
|--------------------|------------|
| Référence | 039806 |
| Désignation | MICROTUBES |



Description :

- ✓ Housse en polystyrène
- ✓ Base en polystyrène résistant aux chocs
- ✓ Le couvercle comporte des carrés numérotés pour une identification facile
- ✓ Deux coins du couvercle et de la base sont coupés pour l'alignement
- ✓ Flacons visibles à travers le couvercle transparent
- ✓ Collecteur de Flacons inclus avec chaque boîte
- ✓ Bouches d'aération minimisant la condensation
- ✓ Egoutter les trous sous la base
- ✓ Empilable

Certificats :

- ✓ Non stérile

Caractéristiques techniques :

- ✓ Pour Volume de 1 à 2 ml
- ✓ 25 Places
- ✓ Couleur : Bleu
- ✓ Dimension : 76 x 76 x 52 H

Unité de vente :

8 boites
