

FICHE TECHNIQUE

Référence	039815
Désignation	BOITE DE STOCKAGE



Description :

- ✓ Housse en polystyrène
- ✓ Base en polystyrène résistant aux chocs
- ✓ Le couvercle comporte des carrés numérotés pour une identification facile
- ✓ Deux coins du couvercle et de la base sont coupés pour l'alignement
- ✓ Flacons visibles à travers le couvercle transparent
- ✓ Collecteur de flacons inclus avec chaque boîte
- ✓ Bouches d'aération minimisant la condensation
- ✓ Egoutter les trous sous la base
- ✓ Empilable

Certificats :

- ✓ Non Stérile

Caractéristiques techniques :

- ✓ Pour volume de 3 à 5 ml
- ✓ 81 Places
- ✓ Couleur : Vert
- ✓ Dimension en mm : 133 x 133 x 95 H

Unité de vente :

5 Boites
