

## FICHE TECHNIQUE

---

<b>Référence</b>	039817
<b>Désignation</b>	BOITE DE STOCKAGE



---

### Description :

- ✓ Housse en polystyrène
- ✓ Base en polystyrène résistant aux chocs
- ✓ Le couvercle comporte des carrés numérotés pour une identification facile
- ✓ Deux coins du couvercle et de la base sont coupés pour l'alignement
- ✓ Flacons visibles à travers le couvercle transparent
- ✓ Collecteur de flacons inclus avec chaque boîte
- ✓ Bouches d'aération minimisant la condensation
- ✓ Egoutter les trous sous la base
- ✓ Empilable

### Certificats :

- ✓ Non Stérile

### Caractéristiques techniques :

- ✓ Pour volume de 3 à 5 ml
- ✓ 81 Places
- ✓ Couleur : Jaune
- ✓ Dimension en mm : 133 x 133 x 95 H

### Unité de vente :

5 Boites

---