



## M755-20W SLIDETRAY™

### Référence : M755-20W

- Fait de polystyrène résistant aux chocs
- Facile à insérer et à retirer des diapositives
- Empilable
- Peut contenir jusqu'à 20 lames de microscope

Le SlideTray™ est un porte-lames de microscope très pratique, fabriqué en plastique robuste, pouvant durer de nombreuses années, même dans les conditions les plus difficiles. Le SlideTray™ peut contenir jusqu'à 20 lames de microscope dans une position presque horizontale. Chaque glissière peut être facilement retirée et replacée dans sa position. Le SlideTray™ s'empile facilement et prend peu de place sur n'importe quelle étagère ou comptoir de laboratoire. Même lorsque les bacs sont empilés, les diapositives sont bien protégées et ne toucheront pas le bac situé au-dessus.

Dimensions: 206 x 299 x 18 mm H (8 1/8 x 11 3/4 x 11/16 po. H)

<b>Matériau</b>	High Impact Polystyrene (HIPS)
<b>Couleur</b>	Blanc
<b>Autoclavable</b>	Non autoclavable
<b>Qté/Cs</b>	10