

FICHE TECHNIQUE

| | |
|--------------------|--------------------------|
| Référence | 039857 |
| Désignation | Capinsert pour cryotubes |



Description :

- ✓ Inserts code couleur « Capinsert »
- ✓ En polypropylène
- ✓ S'insèrent dans le capuchon des cryotubes Simport
- ✓ Gravure sur la surface supérieure pour permettre l'écriture
- ✓ Trou sur le dessous pour éviter l'accumulation de LN2
- ✓ Coloris : blanc

Certificats :

- ✓ Non stérile
- ✓ Autoclavable

Caractéristiques techniques :

- ✓ Disponible en 12 couleurs
- ✓ Conditionné en 5 sacs de 100 capinserts

Unité de vente :

500 Capinserts