

## FICHE TECHNIQUE

<b>Référence</b>	039867
<b>Désignation</b>	Capinsert pour cryotubes



### Description :

- ✓ Inserts code couleur « Capinsert »
- ✓ En polypropylène
- ✓ S'insèrent dans le capuchon des cryotubes Simport
- ✓ Gravure sur la surface supérieure pour permettre l'écriture
- ✓ Trou sur le dessous pour éviter l'accumulation de LN2
- ✓ Coloris : rose

### Certificats :

- ✓ Non stérile
- ✓ Autoclavable

### Caractéristiques techniques :

- ✓ Disponible en 12 couleurs
- ✓ Conditionné en 5 sacs de 100 capinserts

### Unité de vente :

500 Capinserts