


FICHE TECHNIQUE

Référence	039904
Désignation	Classeurs de rangement



Description :

- ✓ En plastique
- ✓ Capacité 20 lames 26 x 76 mm
- ✓ Plateau numéroté et double rabat en plastique transparent permettant une visualisation et une identification des lames sans ouverture
- ✓ Conception facilitant la prise en main des lames
- ✓ Coloris : blanc
- ✓ Dimensions (L x h x ép.) 192 x 292 x 11 mm

Unité de vente :

10 Classeurs de rangement
