

FICHE TECHNIQUE

Référence	039989B
Désignation	Gobelet jaune avec couvercle



Description :

- ✓ Gobelet en polypropylène
- ✓ Coloris du gobelet : jaune
- ✓ Couvercle coiffant souple et résistant
- ✓ Coloris du couvercle : blanc

Caractéristiques techniques :

- ✓ Volume : 30 ml
- ✓ Dimensions extérieures du gobelet (h x \varnothing) : 41 x 27 mm

Unité de vente :

80 Gobelets avec couvercle
