

Multiroir

10, route de Brie-Comte-Robert
94520 Perigny-sur-Yerres
France
Tél. +33 (0)1 45 10 15 20
Fax. +33 (0)1 45 10 15 95
Email. info@multiroir.com



Multiroir 5000 A (1 casier + 2 petits tiroirs) - Dim ext 355x185xH101

11109MU05000A

Multiroir 5000 : description

Dimensions du produit 355 x 185 x H101 mm

Informations complémentaires

Référence	11109MU05000A
Dimensions extérieures	355 x 185 x H101 mm
Dimensions intérieures	318 x 82 x H92 mm
Pièces par carton	12
Coloris	Transparent
Matière	Polystyrène cristal
Modèle	2 petits tiroirs
Volume	5L
Poids	0.98 kg