

Multiroir

10, route de Brie-Comte-Robert
94520 Perigny-sur-Yerres
France
Tél. +33 (0)1 45 10 15 20
Fax. +33 (0)1 45 10 15 95
Email. info@multiroir.com



ET-XL
14079ETXLTRAN

ET-XL

Tiroir translucide

Informations complémentaires

Référence	14079ETXLTRAN
Dimensions extérieures	596 x 390 x H213 mm
Pièces par carton	2
Coloris	Transparent
Matière	Non
Modèle	ET-XL
Volume	36L
Poids	1.94 kg