

Multiroir

10, route de Brie-Comte-Robert
94520 Perigny-sur-Yerres
France
Tél. +33 (0)1 45 10 15 20
Fax. +33 (0)1 45 10 15 95
Email. info@multiroir.com



ET-S
14076ETSTRANS

ET-S

Tiroir multifonctionnel

Informations complémentaires

Référence	14076ETSTRANS
Dimensions extérieures	196 x 390 x H160 mm
Pièces par carton	6
Coloris	Transparent
Matière	Polypropylène
Modèle	ET-S
Volume	7L
Poids	0.68 kg