

Multiroir

10, route de Brie-Comte-Robert
94520 Perigny-sur-Yerres
France
Tél. +33 (0)1 45 10 15 20
Fax. +33 (0)1 45 10 15 95
Email. info@multiroir.com



ET-L
14078ETLTRANS

ET-L

Assemblage des modèles facile

Informations complémentaires

Référence	14078ETLTRANS
Dimensions extérieures	396 x 390 x H213 mm
Pièces par carton	2
Coloris	Transparent
Matière	Non
Modèle	ET-L
Volume	23L
Poids	1.28 kg