

Multiroir

10, route de Brie-Comte-Robert
94520 Perigny-sur-Yerres
France
Tél. +33 (0)1 45 10 15 20
Fax. +33 (0)1 45 10 15 95
Email. info@multiroir.com



Bac plein euro-norme BP8420 - Dim. 80 x 60 x 42 cm - avec AEG86/42

Bac plein euro-norme BP8420 - Dim. 80 x 60 x 42 cm -
avec poignées

Informations complémentaires

Référence	AEG86/42
Dimensions extérieures	800 x 600 x H420 mm
Dimensions intérieures	760 x 560 x H405 mm
Hauteur de pile	H393 mm
Pièces par carton	1
Coloris	Gris argenté - RAL 7001
Matière	Polypropylène
Modèle	Poignées ouvertes
Norme	Qualité contact alimentaire
Volume	172L
Poids	6.10 kg