

Multiroir

10, route de Brie-Comte-Robert
94520 Perigny-sur-Yerres
France
Tél. +33 (0)1 45 10 15 20
Fax. +33 (0)1 45 10 15 95
Email. info@multiroir.com



SOLO L blanc 18306BTSOLOLB

Rangement SOLO L

Polypropylène

Informations complémentaires

Référence	18306BTSOLOLB
Dimensions extérieures	410 x 320 x H220 mm
Pièces par carton	4
Coloris	Blanc
Matière	Non
Modèle	SOLO L blanc
Volume	25L
Poids	1.57 kg