

Multiroir

10, route de Brie-Comte-Robert
94520 Perigny-sur-Yerres
France
Tél. +33 (0)1 45 10 15 20
Fax. +33 (0)1 45 10 15 95
Email. info@multiroir.com



Chariot plastique polyvalent gris clair - 2 plateaux

65005HS808E3

Chariot polyvalent gris clair -2 plateaux - 800 x 480 x H950 mm

Informations complémentaires

Référence	65005HS808E3
Dimensions extérieures	480 x 800 x H950 mm
Dimensions intérieures	435 x 615 mm
Pièces par carton	1
Coloris	Gris clair - RAL 7035
Matière	Aluminium
Modèle	2 plateaux
Capacité de charge	180 kg /chariot et 80 kg /étagère
Poids	12.40 kg
Nomenclature douanière	3923900000