

Multiroir

10, route de Brie-Comte-Robert
94520 Perigny-sur-Yerres
France
Tél. +33 (0)1 45 10 15 20
Fax. +33 (0)1 45 10 15 95
Email. info@multiroir.com



Chariots plastiques polyvalents coloris gris clair - 2 plateaux 65001HS808LE3

Chariot polyvalent gris clair -2 plateaux - 1100 x 520 x
H950 mm

Informations complémentaires

Référence	65001HS808LE3
Dimensions extérieures	520 x 1100 x H950 mm
Dimensions intérieures	504 x 910 mm
Pièces par carton	1
Coloris	Gris clair - RAL 7035
Matière	Aluminium
Modèle	2 plateaux
Capacité de charge	250 kg / chariot et 80 kg / étagère
Poids	15.00 kg
Nomenclature douanière	3923900000