

FICHE TECHNIQUE

Référence	040205
Désignation	Plateau de coloration



Description :

- ✓ Pour la coloration en routine des échantillons qui nécessitent une ambiance humide
- ✓ Pour l'immuno-histochimie, l'hématologie, la cytologie et la microbiologie
- ✓ Empilables, à 4 pieds caoutchoutés
- ✓ Avec couvercle noir pour les incubations en fluorescence
- ✓ Base en ABS noir contenant jusqu'à 20 lames positionnées sur les rails antiglisse
- ✓ La base fait office de réservoir pour le surcroît de liquide ou bien joue le rôle d'humidificateur
- ✓ Utilisable de -80°C à +80°C
- ✓ Pour 20 lames
- ✓ Dimensions : 380 x 240 x 45 mm

Unité de vente :

1 plateau de coloration