

## FICHE TECHNIQUE

<b>Référence</b>	040215
<b>Désignation</b>	MICROTUBE



### Description :

- ✓ En polypropylène
- ✓ Volume de 1,5 ml avec jupe
- ✓ Capuchon vissant avec collerette d'inviolabilité
- ✓ Stérilisés aux rayons gamma
- ✓ Centrifugeables jusqu'à 17000 g
- ✓ Certifiés DNase, RNase free
- ✓ Zone de marquage
- ✓ Gradué

### Unité de vente :

500 Microtubes