

# FICHE TECHNIQUE

---

<b>Référence</b>	039309
<b>Désignation</b>	TUBES



---

## Description :

- ✓ En polypropylène
- ✓ Bouchons à lèvres en polyéthylène
- ✓ Plage de température : -196°C à + 121°C
- ✓ Fond Conique
- ✓ Gradués
- ✓ Inviolable
- ✓ Conforme 95 kPa

## Certificats :

- ✓ Exempts de RNase DNase Free, Pyrogène et d'ADN
- ✓ Stérile

## Caractéristiques techniques :

- ✓ Volume : 1.5 ml
- ✓ Couleur du bouchon : transparent

## Unité de vente :

500 Tubes

---