

## FICHE TECHNIQUE

<b>Référence</b>	040613
<b>Désignation</b>	Slimsette Biopsie 1 compartiment



### Description :

- ✓ En polymère d'acétal
- ✓ Bon drainage des fluides grâce aux 114 fentes de 1 x 5 mm
- ✓ Le secteur avant est incliné de 45°
- ✓ Couvercle encastré permettant d'empiler davantage de cassettes
- ✓ Coloris : beige

### Unité de vente :

500 Slimsette Biopsie 1 compartiment