

FICHE TECHNIQUE

| | |
|--------------------|----------------------|
| Référence | 040624 |
| Désignation | Cassette pour tissus |



Description :

- ✓ En acétal
- ✓ Avec 4 compartiments (13 x 13 mm)
- ✓ Couverture encastrée, une grande fonctionnalité permettant d'économiser de l'espace
- ✓ Couvercle jetable pré-attaché facile à enlever
- ✓ Zone d'écriture non obstruée à un angle de 45 °
- ✓ Coloris : jaune

Unité de vente :

500 Unités
