

FICHE TECHNIQUE

Référence	040668
Désignation	Mousse de biopsie



Description :

- ✓ Fait de mousse cellulaire d'uréthane de polyester de 30 PPI
- ✓ Les échantillons de biopsie sont introduits entre 2 garnitures de mousse et sont placés dans des capsules de tissus ayant des couvercles de métal
- ✓ A utiliser avec des grandes capsules

Certificats :

- ✓ Autoclavable

Caractéristiques techniques :

- ✓ Dimensions : 34,55 x 2 mm

Unité de vente :

1 000 Mousses de biopsie
