

## FICHE TECHNIQUE

---

<b>Référence</b>	040684
<b>Désignation</b>	LockMailer



### Description :

- ✓ En polypropylène
- ✓ Bouchons en HDPE
- ✓ Pour 4 lames
- ✓ Avec capuchon vissant et languette d'inviolabilité
- ✓ Faible volume de liquide interne (12 ml)
- ✓ Avec jupe
- ✓ Dimensions (diamètre x hauteur) : 35 x 87 mm
- ✓ Se complète avec des inserts de couleur en polypropylène, à monter dans le capuchon pour faciliter l'identification

### Unité de vente :

500 Boites de transport

---