

FICHE TECHNIQUE

Référence	040760
Désignation	Tubes



Description :

- ✓ Tube culture
- ✓ Stérile
- ✓ Fond rond
- ✓ Avec bouchon
- ✓ Capuchon à double position aérobie/anaérobie
- ✓ En sachet
- ✓ En polystyrène
- ✓ Avec surface d'inscription et aire de marquage
- ✓ Température d'utilisation : jusqu'à 70 °C
- ✓ Dimensions \varnothing x h : 12 x 75

Unité de vente :

500 Tubes
