

FICHE TECHNIQUE

Référence	040764
Désignation	Tubes



Description :

- ✓ Tubes de culture stérile
- ✓ Avec surface d'inscription
- ✓ Aire de marquage
- ✓ En polystyrène
- ✓ Capuchon à double position aérobie/anaérobie
- ✓ Rangés en sachet type zip
- ✓ Avec bouchon
- ✓ Température d'utilisation : jusqu'à 70 °C
- ✓ Dimensions : 17 x 100 mm

Unité de vente :

1000 Tubes
