

## FICHE TECHNIQUE

---

<b>Référence</b>	040769
<b>Désignation</b>	TUBES



### Description :

- ✓ En Polypropylène
- ✓ Joint étanche avec lèvre d'étanchéité flexible
- ✓ Non stérile
- ✓ Autoportant
- ✓ Conforme à 95 kPa
- ✓ Dimensions (mm) : 16.6 x 65
- ✓ Graduations : gravé sur tube
- ✓ Volume : 5 ml

### Unité de vente :

1000 tubes

---