

FICHE TECHNIQUE

Référence	040771
Désignation	TUBES



Description :

- ✓ En polypropylène
- ✓ Joint étanche avec lèvres d'étanchéité flexible
- ✓ Autoportant
- ✓ Conforme 95 kPa
- ✓ Graduation imprimée sur tube

Certificats :

- ✓ Non Stérile

Caractéristiques techniques :

- ✓ Volume : 10 ml
- ✓ Couleur : Naturel
- ✓ Dimension : 16.6 x 85

Unité de vente :

1 000 Tubes
