

## Désignation

- Tube 5ml 12x92mm avec zone de marquage

## Référence

- 040851

Unité de vente : 1000



---

## Description

- Conçu pour le stockage et le transport de matériel biologique. Fabriqué en polypropylène non toxique, le tube offre résistance et clarté et présente des caractéristiques de conception uniques. Le flacon a des filetages externes, offrant une surface intérieure lisse et uniforme, réduisant ainsi le risque de contamination.
- Peuvent être centrifugés jusqu'à 17 000 x g.
- Volume : 5 ml
- Gradué
- Taille : 12.5 x 93 mm
- Matière : Polypropylène
- Filetage : Externe
- Autoclavable (121 ° C) en position verticale avec les bouchons desserrés.

