

FICHE TECHNIQUE

| | |
|--------------------|--------------|
| Référence | 041201 |
| Désignation | Pipette 2 ml |



Description :

- ✓ Pipette cotonnée en verre Pyrex borosilicaté Corning
- ✓ Stérile
- ✓ A usage unique
- ✓ Avec graduations 1/100 ml
- ✓ Volume 2 ml
- ✓ Longueur 290 mm
- ✓ Conditionnée en emballage unitaire

Unité de vente :

180 Pipettes 2 ml