

FICHE TECHNIQUE

Référence	041214
Désignation	Pipettes



Description :

- ✓ Pipettes sérologiques
- ✓ Jetables
- ✓ Cotonnées
- ✓ Stériles
- ✓ En verre Pyrex
- ✓ Forme d'embout rond
- ✓ Graduation : 0.1 ml
- ✓ Graduation négative : 2 ml
- ✓ Longueur : 290 mm
- ✓ Capacité : 10 ml
- ✓ Emballage Multi-pack

Unité de vente :

120 Pipettes
