

FICHE TECHNIQUE

Référence	041513
Désignation	Pointes de pipettes à filtre barrière ART 1-100µl filtre rétention longue 50,7mm rack à charnière



Description :

- ✓ Contrairement aux pointes à filtre standard, les pointes de pipettes avec filtre barrière et rack à charnière Thermo Scientific™ ART™ forment un joint étanche lorsqu'elles sont exposées à des contaminants potentiels. Les pointes de pipettes des inserts de recharge se clipsent de manière sécurisée aux portoirs à charnière respectueux de l'environnement et réutilisables. Les couvercles peuvent être soulevables ou à charnière. Le système de verrouillage empêche la contamination grâce au maintien des autres pointes stériles et offre une manipulation facile, d'une seule main.
- ✓ Description MicroPoint, en rack à charnière, faible rétention
- ✓ Volume 100 µl - Filtre
- ✓ Stérile
- ✓ Modèle ART 100E
- ✓ Longueur 5.07 cm
- ✓ Exempt de RNase, de DNase, d'ADN, d'ATP, de biocontamination, d'endotoxine, de pyrogènes et d'inhibiteurs de PCR
- ✓ Compatibilité : Pipeteur universel
- ✓ Format : Rack à charnière
- ✓ Type de pointe : Faible rétention

Unité de vente :

960 Pointes

