

FICHE TECHNIQUE

Référence	041514
Désignation	POINTE 1-100 μ L ART 100 FILTRE LOW RETENTION LONGUE 50,7MM RECHARGE STERILE MBP



Description :

- ✓ Contrairement aux pointes à filtre standard, les pointes de pipettes avec filtre barrière et rack à charnière Thermo Scientific™ ART™ forment un joint étanche lorsqu'elles sont exposées à des contaminants potentiels. Les pointes de pipettes des inserts de recharge se clipsent de manière sécurisée aux portoirs à charnière respectueux de l'environnement et réutilisables. Les couvercles peuvent être soulevables ou à charnière. Le système de verrouillage empêche la contamination grâce au maintien des autres pointes stériles et offre une manipulation facile, d'une seule main.
- ✓ Volume 100 μ l - À filtre
- ✓ Stérile
- ✓ Modèle : ART 100E
- ✓ Longueur : 5,07 cm
- ✓ DNase, RNase, DNA, ATP, PCR Inhibitor and Endotoxin Free
- ✓ Compatibilité : Pipeteur universel
- ✓ Format Recharge
- ✓ Type de pointe / Faible rétention

Unité de vente :

960 Pointes