

## FICHE TECHNIQUE

---

<b>Référence</b>	041515
<b>Désignation</b>	Pointes à filtre



### Description :

- ✓ Etanchéité renforcée
- ✓ Filtre hydrophobe
- ✓ Sr rack à couvercle à charnières
- ✓ Stériles
- ✓ Compatibles avec les pipettes Gilson P100, Eppendorf 100 µl, Sartorius Biohitfamily électronique 100 µl, Sartorius Biohitfamily 50 µl
- ✓ Volume : 1 – 100 µl
- ✓ Longueur : 50,7 mm

### Unité de vente :

10 Racks de 96 Pointes

---