

FICHE TECHNIQUE

Référence	041517
Désignation	Pointe



Description :

- ✓ Pointe à filtre
- ✓ ART 100 sur rack stérile à couvercle à charnière
- ✓ Etanchéité renforcée.
- ✓ Le filtre hydrophobe empêche toute remontée accidentelle de liquide dans le filtre et dans la pipette.
- ✓ Stériles
- ✓ Version standard
- ✓ Volume : 1 – 100 μ l
- ✓ Longueur : 58.8 mm
- ✓ Compatibilité : Finnpiquette 40 μ l, Finnpiquette 40 μ l, Multicanaux (Labsystems 5 - 50 μ l, Sartorius Biohit*family* 5 - 50 μ l)

Unité de vente :

960 Pointes
