

### Désignation

- Pointe 1-200 $\mu$ L ART 200 filtre low retention longue 58,8mm rack à charnières ster

### Référence

- 041519

Unité de vente : 960



---

### Description

- Pointes de pipettes longues à filtre barrière ART™ sur rack à charnière
- Volume 200  $\mu$ l
- Filtré
- Stériles
- Modèle : ART 200
- Longueur : 5.88 cm
- Déclaration de pureté : Exempt de RNase, de DNase, d'ADN, d'ATP, de biocontamination, d'endotoxine, de pyrogènes et d'inhibiteurs de PCR
- Format : Rack à charnière
- Type de pointe : Faible rétention
- À utiliser avec (équipement) Pipeteur universel
- Fit for Purpose Sterile & PCR Ready

