

FICHE TECHNIQUE

Référence	041521
Désignation	Pointes à filtre ART



Description :

- ✓ Pointe Standard ART 200
- ✓ Universelle, compatible avec : Gilson P200, Eppendorf 200 µl, Finnpiquette 200 µl et Biohit 200 µl

- ✓ Sur rack de 96, avec couvercle à charnière
- ✓ Stérile

- ✓ Volume : 1 – 200 µl
- ✓ Longueur : 58.8 mm

Unité de vente :

10 x 96