

## FICHE TECHNIQUE

---

<b>Référence</b>	041529
<b>Désignation</b>	Pointes à filtre ART



### Description :

- ✓ Toute marque de micropipette a sa pointe ART parfaitement adaptée
- ✓ La pointe Soffit présente une étanchéité renforcée
- ✓ Le filtre hydrophobe empêche toute remontée accidentelle de liquide dans le filtre et dans la pipette
- ✓ Sur rack
- ✓ Stérile
- ✓ Couvercle à charnière
- ✓ Idéale pour micro-volumes, grande longueur adaptée aux microtubes
- ✓ Compatibles avec les pipettes Gilson P2-P10, Finnpipette 2 et 10 µl micro, Sartorius Biohitfamily 10 µl, Eppendorf 2,5 µl
- ✓ Volume : 0,1 – 10 µl
- ✓ Longueur : 43,3 mm

### Unité de vente :

10 x 96 pointes

---