

FICHE TECHNIQUE

Référence	041534
Désignation	Pointe 0,5-20 μ L ART 20P filtre low rétention longue 50,7mm rack à charnière stérile



Description :

- ✓ Contrairement aux pointes à filtre standard, les pointes de pipettes avec filtre barrière et rack à charnière Thermo Scientific™ ART™ forment un joint étanche lorsqu'elles sont exposées à des contaminants potentiels. Les pointes de pipettes des inserts de recharge se clipsent de manière sécurisée aux portoirs à charnière respectueux de l'environnement et réutilisables. Le système de verrouillage empêche la contamination grâce au maintien des autres pointes stériles et offre une manipulation facile, d'une seule main.
- ✓ Volume 20 μ l
- ✓ Stérile
- ✓ Modèle ART 20P - Filtre
- ✓ Longueur 5.07 cm
- ✓ Exempt de RNase, de DNase, d'ADN, d'ATP, de biocontamination, d'endotoxine, de pyrogènes et d'inhibiteurs de PCR
- ✓ Compatibilité : Pipeteur universel
- ✓ Type de pointe : Faible rétention
- ✓ Format : Rack à charnière



Unité de vente :

960 Pointes