

FICHE TECHNIQUE

Référence	041539
Désignation	Pointe 100-1000µl ART 1000 Filtre low rétention 88,9mm rack à charnières



Description :

- ✓ Contrairement aux pointes à filtre standard, les pointes de pipettes avec filtre barrière et rack à charnière Thermo Scientific™ ART™ forment un joint étanche lorsqu'elles sont exposées à des contaminants potentiels. Les pointes de pipettes des inserts de recharge se clipsent de manière sécurisée aux portoirs à charnière respectueux de l'environnement et réutilisables. Le système de verrouillage empêche la contamination grâce au maintien des autres pointes stériles et offre une manipulation facile, d'une seule main
- ✓ Description : Sur rack à charnière, pointe à filtre barrière, faible rétention
- ✓ Volume 1000 µl - Filtré
- ✓ Stériles
- ✓ Modèle : ART 1000L
- ✓ Longueur : 8.89 cm
- ✓ Exempt de RNase, de DNase, d'ADN, d'ATP, de biocontamination, d'endotoxine, de pyrogènes et d'inhibiteurs de PCR
- ✓ Compatibilité : Pipeteur universel
- ✓ Format : Rack à charnière
- ✓ Type de pointe : Adaptation universelle

Unité de vente :

960 Pointes

