

FICHE TECHNIQUE

Référence	041540
Désignation	Pointe 100-1000 μ L ART 1000 filtre low retention longue 88,9MM recharge stérile



Description :

- ✓ Contrairement aux pointes à filtre standard, les pointes de pipettes avec filtre barrière et rack à charnière Thermo Scientific™ ART™ forment un joint étanche lorsqu'elles sont exposées à des contaminants potentiels. Les pointes de pipettes des inserts de recharge se clipsent de manière sécurisée aux portoirs à charnière respectueux de l'environnement et réutilisables. Le système de verrouillage empêche la contamination grâce au maintien des autres pointes stériles et offre une manipulation facile, d'une seule main
- ✓ Description Recharge, filtré, stérile, ART 1000L
- ✓ Volume : 1000 μ l - Filtré
- ✓ Stérile
- ✓ Modèle ART 1000L
- ✓ Longueur 8,89 cm
- ✓ DNase, RNase, DNA, ATP, PCR Inhibitor and Endotoxin Free
- ✓ Compatibilité : Pipeteur universel
- ✓ Format : Recharge

Unité de vente :

960 Pointes

