

FICHE TECHNIQUE

Référence	041541
Désignation	Pointes à filtre ART



Description :

- ✓ Pointe Standard ART 1000 XL
- ✓ Universelle
- ✓ Compatible avec : Gilson P100, Eppendorf 1000 µl, Biohit 1000 µl, Finnpiquette 1000 µl

- ✓ Sur rack de 96, avec couvercle à charnière
- ✓ Stérile

- ✓ Volume : 100 – 1000 µl
- ✓ Longueur : 89 mm

Unité de vente :

10 x 96
