

FICHE TECHNIQUE

Référence	041627
Désignation	Pointe 100 - 1 000 µl



Description

- ✓ Description : Pointe à filtre grande longueur ART 1000 REACH
- ✓ Matériau : polypropylène
- ✓ Filtre : oui
- ✓ Low retention : non
- ✓ Coloris : naturel
- ✓ Informations autres : pointe soffit : étanchéité renforcée, conditionnée sur rack stérile avec couvercle à charnière

Certificats

- ✓ Stérile : oui, exempt de DNases et RNases
- ✓ Autoclavable : non

Caractéristiques techniques

- ✓ Volume : 100 - 1 000 µl
- ✓ Dimensions : (long) 118 mm
- ✓ Compatibilité : compatible Gilson P1000, Eppendorf 1000µl, Finnpipette 1000µl, Sartorius Biohitfamily 1000µl
- ✓ Conditionnement : 8 racks de 96 pointes

Unité de vente :

768 Pointes à filtre